

CERUSTOP Ohrenöl

Medizinprodukt zur Reinigung und Pflege der äußeren Gehörgänge

BESTANDTEILE

Caprilic/Capric Triglycerid, Paraffinöl, Isostearyl Isostearat, Mandelöl, PEG-40 Sorbitan Peroleat, BHA/BHT, Vitamin E

EIGENSCHAFTEN

CERUSTOP Ohrenöl dient der physikalischen Behandlung der äußeren Gehörgänge.

Verhärtetes Ohrenschmalz beeinträchtigt die Hörfähigkeit und kann zu Entzündungen im äußeren Gehörgang führen. Es sollte daher regelmäßig entfernt werden.

CERUSTOP Ohrenöl löst verhärtetes Ohrenschmalz. Die in CERUSTOP Ohrenöl enthaltenen Öle dringen in das Ohrenschmalz ein, machen es löslicher und daher leicht entfernbar.

CERUSTOP Ohrenöl dient weiters dafür, Schmutz und Schuppen aus der Ohrmuschel und dem äußeren Gehörgang zu entfernen.

CERUSTOP Ohrenöl ist auch für Hörgeräteträger bestens geeignet.

ANWENDUNG

Zur Reinigung der Ohrmuschel werden einige Tropfen körperwarmes CERUSTOP Ohrenöl auf einen Wattebausch getropft und die Ohrmuschel durch mehrmaliges Auswischen von anhaftendem Ohrenschmalz, Schmutz und Schuppen gereinigt. Danach mit einem feuchten Tuch nachwischen und trocknen.

Zur Reinigung des äußeren Gehörganges wird - mit leicht zur Seite geneigtem Kopf - etwa eine halbe Pipette körperwarmes CERUSTOP Ohrenöl eingetropft und das Ohr mit einem kleinen Wattebausch verschlossen, damit CERUSTOP Ohrenöl nicht aus dem Ohr tropfen kann. Achtung, den Bausch nur locker einlegen, niemals in den Gehörgang pressen!

Nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit, die man am besten liegend verbringt, wird das Ohr mit warmem Wasser - wenn möglich mit der Duschbrause - sanft gespült.

Bei starken Verhärtungen wird eine Wiederholung des Vorganges empfohlen.

CERUSTOP Ohrenöl kann auch vor Ohrensplüngen durch den Arzt angewendet werden.

WICHTIGE HINWEISE

CERUSTOP Ohrenöl soll nicht bei entzündetem Gehörgang und nicht bei perforiertem Trommelfell (Loch im Trommelfell) angewendet werden.

CERUSTOP Ohrenöl ist kein Arzneimittel! Bei Ohrenschmerzen oder stark haftenden Ohrenschmalzpfropfen sollte unbedingt ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

Fläschchen stets verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren!

Nicht unter 8 °C und nicht über 25 °C lagern.

Nach dem ersten Öffnen nicht länger als 8 Wochen verwenden.

Nach dem Duschen wird die Anwendung von NORMISON Tropfen zur raschen Trocknung und zur Wiederherstellung des natürlichen Säureschutzmantels der Haut des äußeren Gehörganges empfohlen.

WARNUNG

Keine Fremdkörper (z.B. Wattestäbchen) in den Gehörgang einführen!

CERUSTOP Ohrenöl darf nicht eingenommen oder ins Auge getropft werden.

PACKUNGSGRÖSSE

Fläschchen zu 10 ml mit Tropfpipette.

HERSTELLER: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, A-1200 Wien

VERTRIEB ÖSTERREICH: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH & Co KG, A-1201 Wien

VERTRIEB DEUTSCHLAND: bene-Arzneimittel GmbH, D-81479 München



INSTRUCTIONS FOR USE

CERUSTOP Ear Oil

Medical device for cleaning and care of the external auditory canals

COMPOSITION

Caprylic/Capric Triglyceride, Liquid Paraffin, Isostearyl Isostearate, Sweet Almond Oil, PEG-40 Sorbitan Peroleate, BHA/BHT, Vitamin E

PROPERTIES

CERUSTOP Ear Oil is used for the physical treatment of the external auditory canals. Hardened earwax affects the hearing and can cause inflammation of the external auditory canal. It should therefore be removed regularly. CERUSTOP Ear Oil dissolves hardened earwax. The oils contained in CERUSTOP Ear Oil penetrate into the earwax making it more soluble and therefore easily removable. Furthermore, CERUSTOP Ear Oil serves to remove dirt and dead skin from the ear and the external auditory canal.

CERUSTOP Ear Oil is also particularly suitable for users of hearing aids.

USE

To remove earwax, dirt and dead skin attached to the outer ear place a few drops of lukewarm CERUSTOP Ear Oil on a piece of cotton wool and wipe out the ear several times. Afterwards wipe clean with a damp cloth and then dry.

To clean the external auditory canal drop about half a pipette of lukewarm CERUSTOP Ear Oil into the canal keeping the head inclined at an angle. Close the ear with a small piece of cotton wool to prevent CERUSTOP Ear Oil from dripping out.

The cotton wool should be applied loosely and never pressed into the auditory canal!

After approximately 10 minutes, preferably lying down, rinse the ear gently with warm water if possible with a hand held shower. In cases of extreme hardness it is recommended to repeat the procedure.

CERUSTOP Ear Oil can also be used by the physician before rinsing the ear.

IMPORTANT INFORMATION

CERUSTOP Ear Oil should not be used if the auditory canals are inflamed or when the eardrum is perforated (hole in the eardrum).

CERUSTOP Ear Oil is not medicine! In case of earache or extremely hardened plugs of earwax medical advice should be sought.

The bottle should always be kept closed and out of the reach of children!

Do not store below 8 °C and not above 25 °C.

After first opening use no longer than 8 weeks.

After showering the use of NORMISON Ear Drops is recommended to quickly dry and re-establish the natural acid layer of the skin of the external auditory canal.

WARNING

Do not insert any objects (e.g. cotton buds) into the auditory canal!

Do not swallow CERUSTOP Ear Oil or insert it into the eyes!

PACKAGE SIZE

10 ml bottle with dropper pipette.

MANUFACTURER: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, 1200 Vienna - Austria

DISTRIBUTION AUSTRIA: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH & Co KG, 1201 Vienna - Austria

DISTRIBUTION GERMANY: bene-Arzneimittel GmbH, 81479 Munich - Germany

